

CASQUES EEG

Utilisation : Permet le maintien des électrodes par un système de lanières croisées les examens d'ÉlectroEncéphaloGraphie.

Caractéristiques :

Référence	146CE	146CA	146VE	146VA	146NA	146T	146BP	H564	
LANIÈRES	Matière ¹	Corde de PARA	Corde de PARA	Corde de PARA	Corde de PARA	Corde de PARA	Corde de PARA	Silicone	Silicone
	Couleur	Marron	Marron	Marron	Noir	Noir	Noir	Transparent	Transparent
	Forme	Lanière pleine	Lanière creuse	Lanière pleine	Lanière pleine	Lanière pleine	Lanière pleine	Lanière creuse	Lanière creuse
	Diamètre	3mm	4mm	3mm	4mm	4mm	4mm	3mm	4mm
MAINTIEN	Méthode	Mentonnière souple	Mentonnière souple	Jugulaire velcro	Jugulaire velcro	Mentonnière souple	Mentonnière souple	Jugulaire velcro	Jugulaire et coque rigide
	Matière ¹	Skaï	Skaï	Skaï	Skaï	Skaï	Skaï	Velcro	Tissus élastique
	Oreillettes	Rigides	Rigides	Souples (Intégrées à la jugulaire)	Souples (Intégrées à la jugulaire)	Rigides	Rigides	Rigides	Souples
Pays d'origine	France	France	France	France	France	France	Italie	Japon	
									

¹ Ces produits ne contiennent pas de LATEX

Désignations complètes :

- 146CE : Casque classique enfant
- 146CA : Casque classique adulte
- 146VE : Casque velcro enfant
- 146VA : Casque velcro adulte
- 146NA : Casque lanières noires adulte
- 146TA : Casque Tripode adulte
- 146BP : Casque silicone preborn
- H564 : Casque Nihon Kohden

Accessoires pour casques PACTRONIC :

- corde de para blond 3mm *référence particulière:* 147L3
- corde de para blond 4mm *référence particulière:* 147L4
- croisillon PVC *référence particulière:* 147CM
- oreillettes en PVC *référence particulière:* 14700 ou 14710
- mentonnière Skaï *référence particulière:* 146MC ou 1471MC

Nos Exigences :

- Vérification de non agressivité
- Contrôle de la qualité
- Reproductibilité par document
- Traçabilité

PACTRONIC

111, Rue Masséna – 69006 LYON

Tel +33 4 72 74 90 29 – Fax + 33 4 72 74 48 42

<http://pactronic.free.fr> – pactronic@free.fr