


# ÉLECTRODES POUR CASQUES

**Utilisation :** Recueils de potentiels biophysiques durant les examens d'ÉlectroEncéphaloGraphie.

**Caractéristiques :**

	Référence	140CA	140CB	140AE	140AA	140DE	140DA	140SA	140SE
<b>VIS</b>	Matière	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl	AgCl <sup>1</sup>	AgCl <sup>1</sup>
	Diamètre vis	6mm	6mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
	Pouponnage	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓			✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
	Perçage 2mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>SUPPORT</b>	Couleur	Bleu	Bleu	Violet	Blanc	Violet	Noir	Rouge	Jaune
	Maintien	Picot	Picot	Cannelure	Cannelure	Cannelure	Cannelure	Cannelure	Cannelure
	Pied								
	Taille 1x2x3mm	35x24x18	35x24x18	24x19x15	32x28x15	24x19x15	30x25x20	30x25x20	24x19x14
Origine	France	France	France	France	France	France	Italie	Italie	
									

<sup>1</sup> *Sintérisation : La sintérisation consiste en une agglomération de particules d'argent et de chlorure d'argent par pression à froid suivie d'un traitement thermique.*

<sup>2</sup> *Pouponnage : Ces électrodes peuvent également s'utiliser sans pouponnage.*

## Désignations complètes :

- 140CA : Monopode Classique Adulte
- 140AE : Monopode Enfant avec cannelure
- 140AA : Monopode Adulte avec cannelure
- 140DE : Monopode Enfant sans pouponnage
- 140DA : Monopode Adulte sans pouponnage
- 140SE : Monopode sintérisé enfant
- 140SA : Monopode sintérisé Adulte
- KITPOUP : Kit de pouponnage pour 140SA ou SE
- KP : Kit de pouponnage pour 140C

## Nos Exigences :

- Vérification de non agressivité
- Contrôle de la qualité
- Reproductibilité par document
- Traçabilité

## PACTRONIC

111, Rue Masséna – 69006 LYON  
 Tel +33 4 72 74 90 29 – Fax + 33 4 72 74 48 42  
<http://pactronic.free.fr> – [pactronic@free.fr](mailto:pactronic@free.fr)